

経腸栄養関連製品の接続部分の形状が2月1日より変更になりました。
お手元にある投与セットの形状を確認してください。




使用上のご注意




既存規格の製品と接続する場合は
変換コネクタが必要になりますので、
ご注意ください。

新規格 (そのまま接続できます)



※色はメーカーによって異なる場合があります。

既存規格 (変換コネクタが必要です)



詳しくは、PMDA医療安全情報No.58,2019年7月
「誤接続防止コネクタの導入について(経腸栄養分野)」をご参照ください。
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0185.html>